

Emetteur FM Roger Pen 1.1 (réf. 223260)



Le Roger Pen de Phonak est un émetteur FM au design particulièrement soigné et discret qui va transmettre le son à un récepteur Roger MyLink avec collier magnétique ou directement à un appareil Phonak compatible.

Mises en situation

L'émetteur peut s'utiliser dans différentes situations :

- porté par un interlocuteur
- posé au milieu d'une table (réunion de travail, restaurant, à la maison)
- tenu par la personne malentendante (comme un reporter qui tient un micro, à conseiller en milieu très bruyant, dans les fêtes, dans les boutiques)
- connecté à un téléviseur ou un lecteur mp3 (utilisation de l'entrée audio filaire à brancher sur la sortie casque de la tv ou d'un lecteur mp3, un

gps avec sortie audio)

Connecter un appareil audio par la station d'accueil

L'émetteur peut écouter le son provenant de la télévision, d'une tablette ou d'un téléphone en branchant un câble audio entre l'appareil multimédia et la station d'accueil.

Connecter un appareil audio directement sur le crayon Roger

Le crayon Roger est équipé d'une prise mini USB qui peut être utilisée comme entrée audio. Il suffit alors d'utiliser un câble audio / mini usb pour effectuer la prise de son de votre appareil multimédia (téléphone, tablette ipad, téléviseur ..). Cela est pratique si vous avez uniquement le téléphone sur vous.

Conversation téléphonique par bluetooth

Le roger Pen est équipé d'une fonction Bluetooth pour se connecter à votre téléphone mobile téléphone mobile.

Il vous permet de répondre à un appel, de mettre fin à un appel ou de rappeler le dernier numéro de téléphone utilisé.

Station d'accueil

La station d'accueil du Roger Pen est utilisée pour recharger le microphone et pour transmettre le signal audio d'un téléviseur ou d'un autre appareil audio au Roger Pen (et aux aides auditives).

Compatibilité

Les récepteurs suivants sont compatibles avec le Roger Pen :

- Récepteurs Roger intégrés pour adultes et adolescents (sabots type 3) : Roger 10 (03) 052-3216-D03xx, Roger 11 (03) 052-3217-D03xx, Roger 13 (03) 052-3221-D03xx, Roger 14 (03) 052-3223-D03xx, Roger 15 (03) 052-3218-D03xx, Roger 16 (03) 052-3190-D03xx, Roger 17 (03) 052-3236-D03xx,

- Récepteurs Roger intégrés pour enfants (sabots type 2) : Roger 10 (02) 052-3182-D02xx, Roger 11 (02) 052-3183-D02xx, Roger 13 (02) 052-3184-D02xx, Roger 14 (02) 052-3222-D02xx, Roger 15 (02) 052-3116-D02xx, Roger 16 (02) 052-3189-D02xx, Roger 17 (02) 052-3235-D02xx,

Ajout de microphones supplémentaires (optionnel)

Il est possible d'utiliser plusieurs roger Pen ou des micro Clip on Mic afin qu'ils soient utilisés comme des microphones supplémentaires. Les microphones Roger détectent automatiquement quand un interlocuteur parle. Il est possible de placer le micro en mode muet afin de ne plus transmettre de son au groupe.

Caractéristiques techniques

- Emetteur/Récepteur : Emetteur
- Microphone (émetteur) : Intégré
- Garantie : 2 ans