

## Collier boucle magnétique TR-iL jack 3.5mm (Réf. 224532)



Collier boucle magnétique stéréo Tr-iL qui transmet le son provenant d'une prise audio stéréo à votre prothèse auditive (position T, MT).

Le collier boucle s'adapte sur tout type d'appareil ayant une sortie audio avec prise jack 3.5 mm stéréo.

Par exemple, vous pouvez l'adapter sur : Audio guide, mp3, TA2, récepteur système fm, ipad, ipod, téléphone portable, lecteur mp3, sortie audio pc.

Le réglage du volume se fait en réglant le volume de l'appareil sur lequel est branché le collier boucle.

Si l'appareil n'a pas de prise 3.5mm mais d'une autre taille, il existe des adaptateurs.

### Caractéristique techniques

- Dimensions du câble : 1m
- Garantie : 1 an